

KONFIGURATION

Kommission

FAX AN: 02841 - 9 99 69 88

Bestellung Kostenvoranschlag Dokument wurde eingescannt
Rechnungsanschrift Lieferanschrift Kundenanschrift

Datum
Besteller
KD-Nr.
Auftrags-Nr.

Das Calidus Wärmesystem für Positionierungshilfen

Pos.Nr.18.99.99.0199



Calidus ist: wärmend, entspannend, Tonus senkend

Das Wärmesystem zur Adaption in Positionierungshilfen und Orthesen, ist in 4 Stufen regulierbar, gleicht die Kältebrücke aus, wirkt tonussenkend, entspannend und vermindert das Schwitzen.

Die Heizelemente werden auf die Polsterung/ Innenseite der Orthese adaptiert. Die Lieferung erfolgt mit 2 Akku (DC-11.1V/4400mA), Ladegerät und Tasche. Die Heizelemente sind flexibel (falt- und rollbar) und können über vier Stufen nach eigenen Wünschen reguliert werden. Natürlich hält der Akku je nach Heizstärke und Anzahl der Wärmeelemente unterschiedlich lang.



Stufe	Temperatur	Zeit
Stufe 1	48 - 52 °C	ca. 3.5 Std.
Stufe 2	42 - 45 °C	ca. 4.5 Std.
Stufe 3	34 - 38 °C	ca. 7 Std.
Stufe 4	30 - 35 °C	ca. 12 Std.

Calidus Heizelement

Calidus 3-tlg. Wärmeelemente fest miteinander verbunden

Menge	Art-Nr.	Art-Nr. intern
	CL-2000	
	CL-2001	
	CL-2002	
	CL-9000	

Calidus 3-tlg. Wärmeelemente getrennt miteinander verbunden incl. 2 Verlängerungen (400mm lang). Kann einzeln oder im 3-er Set verwendet werden

Calidus 6-tlg. Wärmeelemente getrennt miteinander verbunden incl. 4 Verlängerungen (400mm lang). Kann einzeln oder im 6-er Set verwendet werden. Bei Verwendung ab 4 Elementen verringert sich die Benutzungsdauer.

Zusatz-Akku

* incl. der gesetzlichen MwSt.