

KONFIGURATION

Kommission

FAX AN: 02841 - 9 99 69 88

Bestellung Kostenvoranschlag Dokument wurde eingescannt
Rechnungsanschrift Lieferanschrift Kundenanschrift Datum
Besteller
KD-Nr.
Auftrags-Nr.

Liegeschale Sterni nach Formabdruck incl. 3D-Scan, CAD-Fräsung

Pos.Nr.20.29.99.0008



Leihgebühr Vakuum- Matratze
Formfräsung Ganzkörper RG50
Weichbettung im Teilbereich
Weichbettung ganzer Liegebereich
anterior Gegenanlage-Kissen nach Abdruck in Formfräsung:

Art-Nr. **Art-Nr. intern**

L000001
LFF0100
LWB0100
LWB0110
L000200

Breite cm Länge cm

Bezug Liegeschale

Stoff (siehe Stoffmuster)
Unterseite Material Skai
Dartex (Inkontinenz-Bereich)

LDB0100
LDB0110
LDB0120

Bezug Gegenanlage-Kissen

Oberseite
Unterseite

LDB0200
LDB0210

Calidus Wärmesystem

Pos.Nr.18.99.99.0199



Liegeschalen 2 Zonen-Heizelement

in 4 Stufen regulierbar, wärmend, entspannend, Tonus senkend, vermindertes Schwitzen durch den Ausgleich der Kältebrücke, thermoregulierend und in die Polsterung integriert. Calidus wird mit 2 Akkus (DC-11.1V/4400mA) incl. Adapter und zwei Ersatzakkus, Haltetasche und Ladegerät geliefert. Die im Kern eingearbeiteten 2 Zonen-Heizelemente können über vier Stufen nach eigenen Wünschen reguliert werden. Natürlich hält der Akku je nach Heizstärke unterschiedlich lang.

Stufe	Temperatur	Zeit
Stufe 1	48 - 52 °C	ca. 3.5 Std.
Stufe 2	42 - 45 °C	ca. 4.5 Std.
Stufe 3	34 - 38 °C	ca. 7 Std.
Stufe 4	30 - 35 °C	ca. 12 Std.

Calidus Liegeschalen Heizelement

Calidus Liegeschalen 6-tlg. Heizelement
Zusatz-Akku

CL000200
CL-9000